

MR Service Manual

Pre-11.x Service Methods Addendum



OPERATING DOCUMENTATION

5407677
Revision 2.0



WARNING



STRONG MAGNETIC FIELD



NO PACEMAKERS*
NO NEUROSTIMULATORS*
NO CONDUCTIVE/METALLIC IMPLANTS*



**Persons with pacemakers,
neurostimulators or metallic
implants must not enter this area.**

Serious injury may result.

* In general, patients with conductive (e.g. metallic) implants are contraindicated for MR scans. For patients with implants that are labeled as 'MR Safe' or 'MR Conditional', consult the implant device manufacturer's documentation.

* **WARNING:** Only use quadrature transmit for 'MR Conditional' devices.

5457590

Important Information

LANGUAGE

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (BG)** Това упътване за работа е налично само на английски език.
- Ако доставчикът на услугата на клиента изиска друг език, задължение на клиента е да осигури превод.
 - Не използвайте оборудването, преди да сте се консултирали и разбрали упътването за работа.
 - Неспазването на това предупреждение може да доведе до нараняване на доставчика на услугата, оператора или пациента в резултат на токов удар, механична или друга опасност.
- 警告 (ZH-CN)** 本维修手册仅提供英文版本。
- 如果客户的维修服务人员需要非英文版本，则客户需自行提供翻译服务。
 - 未详细阅读和完全理解本维修手册之前，不得进行维修。
 - 忽略本警告可能对维修服务人员、操作人员或患者造成电击、机械伤害或其他形式的伤害。
- 警告 (ZH-HK)** 本服務手冊僅提供英文版本。
- 倘若客戶的服務供應商需要英文以外之服務手冊，客戶有責任提供翻譯服務。
 - 除非已參閱本服務手冊及明白其內容，否則切勿嘗試維修設備。
 - 不遵從本警告或會令服務供應商、網絡供應商或病人受到觸電、機械性或其他危險。
- 警告 (ZH-TW)** 本維修手冊僅有英文版。
- 若客戶的維修廠商需要英文版以外的語言，應由客戶自行提供翻譯服務。
 - 請勿試圖維修本設備，除非您已查閱並瞭解本維修手冊。
 - 若未留意本警告，可能導致維修廠商、操作員或病患因觸電、機械或其他危險而受傷。
- UPOZORENJE (HR)** Ovaj servisni priručnik dostupan je na engleskom jeziku.
- Ako davatelj usluge klijenta treba neki drugi jezik, klijent je dužan osigurati prijevod.
 - Ne pokušavajte servisirati opremu ako niste u potpunosti pročitali i razumjeli ovaj servisni priručnik.
 - Zanimarite li ovo upozorenje, može doći do ozljede davatelja usluge, operatera ili pacijenta uslijed strujnog udara, mehaničkih ili drugih rizika.

**VÝSTRAHA
(CS)**

Tento provozní návod existuje pouze v anglickém jazyce.

- V případě, že externí služba zákazníkům potřebuje návod v jiném jazyce, je zajištěn překlad do odpovídajícího jazyka úkolem zákazníka.
- Nesnažte se o údržbu tohoto zařízení, aniž byste si přečetli tento provozní návod a pochopili jeho obsah.
- V případě nedodržování této výstrahy může dojít k poranění pracovníka prodejního servisu, obslužného personálu nebo pacientů vlivem elektrického proudu, respektive vlivem mechanických či jiných rizik.

**ADVARSEL
(DA)**

Denne servicemanual findes kun på engelsk.

- Hvis en kundes tekniker har brug for et andet sprog end engelsk, er det kundens ansvar at sørge for oversættelse.
- Forsøg ikke at servicere udstyret uden at læse og forstå denne servicemanual.
- Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre skade på grund af elektrisk stød, mekanisk eller anden fare for teknikeren, operatøren eller patienten.

**WAARSCHUWING
(NL)**

Deze onderhoudshandleiding is enkel in het Engels verkrijgbaar.

- Als het onderhoudspersoneel een andere taal vereist, dan is de klant verantwoordelijk voor de vertaling ervan.
- Probeer de apparatuur niet te onderhouden alvorens deze onderhoudshandleiding werd geraadpleegd en begrepen is.
- Indien deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, zou het onderhoudspersoneel, de operator of een patiënt gewond kunnen raken als gevolg van een elektrische schok, mechanische of andere gevaren.

**WARNING
(EN)**

This service manual is available in English only.

- If a customer's service provider requires a language other than English, it is the customer's responsibility to provide translation services.
- Do not attempt to service the equipment unless this service manual has been consulted and is understood.
- Failure to heed this warning may result in injury to the service provider, operator or patient from electric shock, mechanical or other hazards.

**HOIATUS
(ET)**

See teenindusjuhend on saadaval ainult inglise keeles.

- Kui klienditeeninduse osutaja nõuab juhendit inglise keelest erinevas keeles, vastutab klient tõlketeenuse osutamise eest.
- Ärge üritage seadmeid teenindada enne eelnevalt käesoleva teenindusjuhendiga tutvumist ja sellest aru saamist.
- Käesoleva hoiatuse eiramine võib põhjustada teenuseosutaja, operaatori või patsiendi vigastamist elektrilöögi, mehaanilise või muu ohu tagajärjel.

**VAROITUS
(FI)**

Tämä huolto-ohje on saatavilla vain englanniksi.

- Jos asiakkaan huoltohenkilöstö vaatii muuta kuin englanninkielistä materiaalia, tarvittavan käännöksen hankkiminen on asiakkaan vastuulla.
- Älä yritä korjata laitteistoa ennen kuin olet varmasti lukenut ja ymmärtänyt tämän huolto-ohjeen.
- Mikäli tätä varoitusta ei noudateta, seurauksena voi olla huoltohenkilöstön, laitteiston käyttäjän tai potilaan vahingoittuminen sähköiskun, mekaanisen vian tai muun vaaratilanteen vuoksi.

**ATTENTION
(FR)**

Ce manuel d'installation et de maintenance est disponible uniquement en anglais.

- Si le technicien d'un client a besoin de ce manuel dans une langue autre que l'anglais, il incombe au client de le faire traduire.
- Ne pas tenter d'intervenir sur les équipements tant que ce manuel d'installation et de maintenance n'a pas été consulté et compris.
- Le non-respect de cet avertissement peut entraîner chez le technicien, l'opérateur ou le patient des blessures dues à des dangers électriques, mécaniques ou autres.

**WARNUNG
(DE)**

Diese Serviceanleitung existiert nur in englischer Sprache.

- Falls ein fremder Kundendienst eine andere Sprache benötigt, ist es Aufgabe des Kunden für eine entsprechende Übersetzung zu sorgen.
- Versuchen Sie nicht diese Anlage zu warten, ohne diese Serviceanleitung gelesen und verstanden zu haben.
- Wird diese Warnung nicht beachtet, so kann es zu Verletzungen des Kundendienst-technikers, des Bedieners oder des Patienten durch Stromschläge, mechanische oder sonstige Gefahren kommen.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(EL)**

Το παρόν εγχειρίδιο σέρβις διατίθεται μόνο στα αγγλικά.

- Εάν ο τεχνικός σέρβις ενός πελάτη απαιτεί το παρόν εγχειρίδιο σε γλώσσα εκτός των αγγλικών, αποτελεί ευθύνη του πελάτη να παρέχει τις υπηρεσίες μετάφρασης.
- Μην επιχειρήσετε την εκτέλεση εργασιών σέρβις στον εξοπλισμό αν δεν έχετε συμβουλευτεί και κατανοήσει το παρόν εγχειρίδιο σέρβις.
- Αν δεν προσέξετε την προειδοποίηση αυτή, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός στον τεχνικό σέρβις, στο χειριστή ή στον ασθενή από ηλεκτροπληξία, μηχανικούς ή άλλους κινδύνους.

**FIGYELMEZTETÉS
(HU)**

Ezen karbantartási kézikönyv kizárólag angol nyelven érhető el.

- Ha a vevő szolgáltatója angoltól eltérő nyelvre tart igényt, akkor a vevő felelőssége a fordítás elkészítése.
- Ne próbálja elkezdni használni a berendezést, amíg a karbantartási kézikönyvben leírtakat nem értelmezték.
- Ezen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a szolgáltató, működtető vagy a beteg áramütés, mechanikai vagy egyéb veszélyhelyzet miatti sérülését eredményezheti.

**AÐVÖRUN
(IS)**

Þessi þjónustuhandbók er aðeins fánleg á ensku.

- Ef að þjónustuveitandi viðskiptamanns þarfnast annas tungumáls en ensku, er það skylda viðskiptamanns að skaffa tungumálaþjónustu.
- Reynið ekki að afgreiða tækið nema að þessi þjónustuhandbók hefur verið skoðuð og skilin.
- Brot á sinna þessari aðvörun getur leitt til meiðsla á þjónustuveitanda, stjórnanda eða sjúklings frá raflosti, vélrænu eða öðrum áhættum.

**AVVERTENZA
(IT)**

Il presente manuale di manutenzione è disponibile soltanto in lingua inglese.

- Se un addetto alla manutenzione richiede il manuale in una lingua diversa, il cliente è tenuto a provvedere direttamente alla traduzione.
- Procedere alla manutenzione dell'apparecchiatura solo dopo aver consultato il presente manuale ed averne compreso il contenuto.
- Il mancato rispetto della presente avvertenza potrebbe causare lesioni all'addetto alla manutenzione, all'operatore o ai pazienti provocate da scosse elettriche, urti meccanici o altri rischi.

**警告
(JA)**

このサービスマニュアルには英語版しかありません。

- サービスを担当される業者が英語以外の言語を要求される場合、翻訳作業はその業者の責任で行うものとさせていただきます。
- このサービスマニュアルを熟読し理解せずに、装置のサービスを行わないでください。
- この警告に従わない場合、サービスを担当される方、操作員あるいは患者さんが、感電や機械的又はその他の危険により負傷する可能性があります。

**경고
(KO)**

본 서비스 매뉴얼은 영어로만 이용하실 수 있습니다.

- 고객의 서비스 제공자가 영어 이외의 언어를 요구할 경우, 번역 서비스를 제공하는 것은 고객의 책임입니다.
- 본 서비스 매뉴얼을 참조하여 숙지하지 않은 이상 해당 장비를 수리하려고 시도하지 마십시오.
- 본 경고 사항에 유의하지 않으면 전기 쇼크, 기계적 위험, 또는 기타 위험으로 인해 서비스 제공자, 사용자 또는 환자에게 부상을 입힐 수 있습니다.

**BRĪDINĀJUMS
(LV)**

Šī apkopes rokasgrāmata ir pieejama tikai angļu valodā.

- Ja klienta apkopes sniedzējam nepieciešama informācija citā valodā, klienta pienākums ir nodrošināt tulkojumu.
- Neveiciet aprikojuma apkopi bez apkopes rokasgrāmatas izlasīšanas un saprašanas.
- Šī brīdinājuma neievērošanas rezultātā var rasties elektriskās strāvas trieciena, mehānisku vai citu faktoru izraisītu traumu risks apkopes sniedzējam, operatoram vai pacientam.

**ĮSPĖJIMAS
(LT)**

Šis eksploatavimo vadovas yra tik anglų kalba.

- Jei kliento paslaugų tiekėjas reikalauja vadovo kita kalba – ne anglų, suteikti vertimo paslaugas privalo klientas.
- Nemėginkite atlikti įrangos techninės priežiūros, jei neperskaitėte ar nesupratote šio eksploatavimo vadovo.
- Jei nepaisysite šio įspėjimo, galimi paslaugų tiekėjo, operatoriaus ar paciento sužalojimai dėl elektros šoko, mechaninių ar kitų pavojų.

**ADVARSEL
(NO)**

Denne servicehåndboken finnes bare på engelsk.

- Hvis kundens serviceleverandør har bruk for et annet språk, er det kundens ansvar å sørge for oversettelse.
- Ikke forsøk å reparere utstyret uten at denne servicehåndboken er lest og forstått.
- Manglende hensyn til denne advarselen kan føre til at serviceleverandøren, operatøren eller pasienten skades på grunn av elektrisk støt, mekaniske eller andre farer.

**OSTRZEŻENIE
(PL)**

Niniejszy podręcznik serwisowy dostępny jest jedynie w języku angielskim.

- Jeśli serwisant klienta wymaga języka innego niż angielski, zapewnienie usługi tłumaczenia jest obowiązkiem klienta.
- Nie próbować serwisować urządzenia bez zapoznania się z niniejszym podręcznikiem serwisowym i zrozumienia go.
- Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może doprowadzić do obrażeń serwisanta, operatora lub pacjenta w wyniku porażenia prądem elektrycznym, zagrożenia mechanicznego bądź innego.

**ATENÇÃO
(PT-BR)**

Este manual de assistência técnica encontra-se disponível unicamente em inglês.

- Se outro serviço de assistência técnica solicitar a tradução deste manual, caberá ao cliente fornecer os serviços de tradução.
- Não tente reparar o equipamento sem ter consultado e compreendido este manual de assistência técnica.
- A não observância deste aviso pode ocasionar ferimentos no técnico, operador ou paciente decorrentes de choques elétricos, mecânicos ou outros.

**ATENÇÃO
(PT-PT)**

Este manual de assistência técnica só se encontra disponível em inglês.

- Se qualquer outro serviço de assistência técnica solicitar este manual noutra língua, é da responsabilidade do cliente fornecer os serviços de tradução.
- Não tente reparar o equipamento sem ter consultado e compreendido este manual de assistência técnica.
- O não cumprimento deste aviso pode colocar em perigo a segurança do técnico, do operador ou do paciente devido a choques eléctricos, mecânicos ou outros.

**ATENȚIE
(RO)**

Acest manual de service este disponibil doar în limba engleză.

- Dacă un furnizor de servicii pentru clienți necesită o altă limbă decât cea engleză, este de datoria clientului să furnizeze o traducere.
- Nu încercați să reparați echipamentul decât ulterior consultării și înțelegerii acestui manual de service.
- Ignorarea acestui avertisment ar putea duce la rănirea depanatorului, operatorului sau pacientului în urma pericolelor de electrocutare, mecanice sau de altă natură.

**ОСТОРОЖНО!
(RU)**

Данное руководство по техническому обслуживанию представлено только на английском языке.

- Если сервисному персоналу клиента необходимо руководство не на английском, а на каком-то другом языке, клиенту следует самостоятельно обеспечить перевод.
- Перед техническим обслуживанием оборудования обязательно обратитесь к данному руководству и поймите изложенные в нем сведения.
- Несоблюдение требований данного предупреждения может привести к тому, что специалист по техобслуживанию, оператор или пациент получит удар электрическим током, механическую травму или другое повреждение.

**UPOZORENJE
(SR)**

Ovo servisno uputstvo je dostupno samo na engleskom jeziku.

- Ako klijentov serviser zahteva neki drugi jezik, klijent je dužan da obezbedi prevodilačke usluge.
- Ne pokušavajte da opravite uređaj ako niste pročitali i razumeli ovo servisno uputstvo.
- Zanemarivanje ovog upozorenja može dovesti do povređivanja servisera, rukovaoca ili pacijenta usled strujnog udara ili mehaničkih i drugih opasnosti.

**UPOZORNENIE
(SK)**

Tento návod na obsluhu je k dispozícii len v angličtine.

- Ak zákazníkovi poskytovateľ služieb vyžaduje iný jazyk ako angličtinu, poskytnutie prekladateľských služieb je zodpovednosťou zákazníka.
- Nepokúšajte sa o obsluhu zariadenia, kým si neprečítate návod na obsluhu a neporozumiete mu.
- Zanedbanie tohto upozornenia môže spôsobiť zranenie poskytovateľa služieb, obsluhujúcej osoby alebo pacienta elektrickým prúdom, mechanické alebo iné ohrozenie.

**ATENCION
(ES)**

Este manual de servicio sólo existe en inglés.

- Si el encargado de mantenimiento de un cliente necesita un idioma que no sea el inglés, el cliente deberá encargarse de la traducción del manual.
- No se deberá dar servicio técnico al equipo, sin haber consultado y comprendido este manual de servicio.
- La no observancia del presente aviso puede dar lugar a que el proveedor de servicios, el operador o el paciente sufran lesiones provocadas por causas eléctricas, mecánicas o de otra naturaleza.

**VARNING
(SV)**

Den här servicehandboken finns bara tillgänglig på engelska.

- Om en kunds servicetekniker har behov av ett annat språk än engelska, ansvarar kunden för att tillhandahålla översättningstjänster.
- Försök inte utföra service på utrustningen om du inte har läst och förstår den här servicehandboken.
- Om du inte tar hänsyn till den här varningen kan det resultera i skador på serviceteknikern, operatören eller patienten till följd av elektriska stötar, mekaniska faror eller andra faror.

**OPOZORILO
(SL)**

Ta servisni priročnik je na voljo samo v angleškem jeziku.

- Če ponudnik storitve stranke potrebuje priročnik v drugem jeziku, mora stranka zagotoviti prevod.
- Ne poskušajte servisirati opreme, če tega priročnika niste v celoti prebrali in razumeli.
- Če tega opozorila ne upoštevate, se lahko zaradi električnega udara, mehanskih ali drugih nevarnosti poškoduje ponudnik storitev, operater ali bolnik.

**DİKKAT
(TR)**

Bu servis kılavuzunun sadece ingilizcesi mevcuttur.

- Eğer müşteri teknisyeni bu kılavuzu ingilizce dışında bir başka lisandan talep ederse, bunu tercüme ettirmek müşteriye düşer.
- Servis kılavuzunu okuyup anlamadan ekipmanlara müdahale etmeyiniz.
- Bu uyarıya uyulmaması, elektrik, mekanik veya diğer tehlikelerden dolayı teknisyen, operatör veya hastanın yaralanmasına yol açabilir.

This page left intentionally blank.

Revision History

Date	Description	Revision
Dec 14, 2018	<p>To resolve NC # 17087417, previous Revision 2 and 3 are being combined into revision 2 , NC # 17087417 documents a revision mismatch, Revision 1 as shown in My Work Shop for PN 5407677 versus revision 3 as shown in document central by DOC1709911.</p> <p>Combining the revisions, creates a specification/file which shows the part revision of PN 5407677 as revision 2.</p> <p>This document/file is released as DOC1709911 revision 2</p> <p>Specification 5407677DDW revision 2 will point to DOC1709911, revision 2 , for PN 5407677, per ECR/ECO 2259457, creating and releasing revision 2 for PN 5407677.</p> <p>Resolving the revision mismatch.</p> <p>The following defines the changes and the associated verification for the previous revision 2 and revision 3:</p> <p>Updated for 1R15. Changed scope to all pre-11.x systems.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Added reference to MR Service Safety manual. 2. Added check for MRU 3. Added check for latest software and patch installation. <p>Document review and approval per DOC1709911</p> <p>AND</p> <p>Updated to match Arbortext/eCLS (Version Set ID 273218) in the Service Methods manuals, and changed first bullet in Section 3.3.1 to P/N 5116158 per SPR HCSDM00079622.</p>	2
Oct. 15, 2010	Initial Release	1

This page left intentionally blank.

Table of Contents

1 Pre-11.x System Updates.....	15
1.1 Safety Updates.....	15
1.2 MRU PM Checks.....	15
1.3 Software Revision and Service Pack Check and Recording	16

This page left intentionally blank.

1 Pre-11.x System Updates

This addendum applies to two types of Pre-11.x system magnets

- Superconductive Magnets: Lx and earlier systems, MR Max, Vectra, Sierra, and Contour 1-4 systems
- Permanent Magnets: Ovation HD, Ovation 5, Ovation 4 Ovation 1-3, Profile HD, Profile 5, Profile 1-4, Profile HSR

1.1 Safety Updates



WARNING

PERSONNEL INJURY, EQUIPMENT DAMAGE

THE SAFETY INFORMATION IN THE SERVICE METHODS COVERED BY THIS ADDENDUM HAS BEEN SUPERSEDED BY THE MR MAGNET SAFETY MANUAL, PN 5452735.

BEFORE PERFORMING ANY SERVICE PROCEDURE, READ THE ENTIRE PROCEDURE TO UNDERSTAND ANY SAFETY REQUIREMENTS. REFER TO THE MR SERVICE SAFETY MANUAL, PN 5452735, AVAILABLE FROM THE ONLINE DOCUMENTATION LIBRARY, FOR THE LATEST SAFETY INFORMATION.

This update applies to all systems.

The MR Service Safety manual supersedes any safety information in the service methods manuals listed in this addendum. Before entering the Magnet room or performing service on any of the systems listed in this addendum:

1. Fully read the MR Service Safety manual to understand the latest MR safety requirements.
2. Read the entire service procedure.
3. If, at any time, you believe any of the safety procedures or requirements conflict or you are not sure how to proceed safely, contact your supervisor, GE Zone Support engineer, or GE Service for clarification.

1.2 MRU PM Checks

This update applies to superconductive magnets only.

1. When performing MRU PM checks use the table below to identify the MRU and perform the check indicated.
2. If a check is not listed in any PM schedule, perform the check while performing schedule B actions (for example, if Remote MRU Testing is not listed on any schedule, perform this test the next time schedule B activities are done).

The model number is listed on the side of the MRU, ERU, or EDU. Refer to the appropriate vendor manual available from the online documentation library for applicable testing procedures.

NOTE: For systems with six yearly PM schedules, the quarterly test is performed six times per year. Yearly test always performed once per year.

Table 1: MRU, ERU, or EDU PM Testing Matrix

Type	Model Number	Service Manual	Quarterly Test	Yearly Test	Remote MRU Testing (if installed)
Type I	5196918 or 5196918-2	5265188TPH	Perform quarterly service test	Perform yearly service test	Ensure the remote MRU cable is connected at both ends
Type II	46-294231G1	46-318393	Perform quarterly service test	Perform yearly service test	Perform quarterly and yearly test
Type III	46-252138G4, G3, G2	46-015120	Perform weekly functional check (Installation, Section 4, Emergency/Magnet Rundown Unit). Note: Quarterly test and Yearly test are the same.		Remote MRU not available
Type IV	2295525-8	2295400	Perform checks in Chapter 4, Section 4.2, Steps 1, 2, and 3. Note: Quarterly test and Yearly test are the same.		Ensure the remote MRU cable is connected

1.3 Software Revision and Service Pack Check and Recording

This update applies to all systems.

Perform the following at each PM and when installing host system software or service packs.

1. **IMPORTANT:** Make sure that the latest Service Pack is loaded. See the latest revision of *MR Service Pack Software Matrix*, DOC1667089, available from the online documentation library.
2. Record software revision and service pack (if necessary):
 - a. Obtain the GE Equipment Maintenance sticker (part number 5661793).
 - b. Use the procedure appropriate to your system, below, to check the software version.

Table 2: Software Version Checks

Lx and earlier systems, Ovation HD, Ovation 5, Ovation 4 Ovation 1-3, Profile HD, Profile 5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open a C-shell, type getver and click [enter]. 2. Check the software version.
MR Max, Vectra, Sierra, Contour 1-4, Profile 1-4 and Profile HSR systems	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open command window. 2. Enter the following command: /use/g/bin/sw_config_status[Enter]. 3. Check the software version.
MR Max, Vectra, Sierra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turn the system power off. 2. Turn the system power on. 3. Check the software version displayed on CRT.

- c. Record the software revision and service pack on the sticker, with the date, Employee ID and initials and place the sticker on GOC (or host PC if the system does not have a GOC). The sticker should be placed on the either side of the GOC (or host PC) near the front.

© 2010-2015 General Electric Company. All Rights Reserved.
General Electric Company
3200 N. Grandview Boulevard
Waukesha, Wisconsin 53188
USA

www.gehealthcare.com

